




FreeArm



**Die zusätzliche Hand für eine
sichere & komfortable
Sondenernährung**



Flexibel ✓

Mobil ✓

Clever ✓

Kompakt ✓

Stark ✓

Multifunktional ✓

Mehr Freiheit im Alltag mit Ernährungssonde -

dank dem **FreeArm!**



Der FreeArm ist eine clevere, praktische Lösung, die Sondenernährung **sicherer und einfacher** macht – ob im Krankenhaus, zu Hause oder unterwegs.

Insbesondere für Eltern und Pflegepersonen von Kindern, die auf Sondennahrung angewiesen sind, bedeutet die tägliche Versorgung **oft viele Handgriffe gleichzeitig**.

Hier unterstützt der FreeArm: Er hält Spritzen, Ernährungsbeutel oder Pumpensysteme **zuverlässig und sicher** in Position und schenkt so eine **wertvolle „dritte Hand“**.

Der starke, flexible Haltearm **entlastet Pflegekräfte und Angehörige** deutlich im Alltag. Dadurch bleibt mehr Zeit und Raum für persönliche Zuwendung, liebevolle Pflege und Mobilität – für **mehr Lebensqualität und weniger Stress**.



Der FreeArm gibt Freiheit und Flexibilität zurück – für mehr Normalität im Alltag mit Sondenernährung.



Vorteile auf einen Blick:

- **Flexible Halterung:**

Der 50 cm lange Haltearm ist individuell einstellbar – für maximalen Komfort und zuverlässigen Halt.

- **Mehr Bewegungsfreiheit:**

Hände bleiben frei für andere Pflegeaufgaben und mehr persönliche Zuwendung.

- **Vielseitige Anwendung:**

Einfache Befestigung an Rollstuhl, Gitterbett, Tisch oder Inkubator – überall dort, wo er gebraucht wird.

- **Breite Kompatibilität:**

Geeignet für enterale Spritzen bis 100 ml, Nahrungsbeutel bis 1200 ml und sogar Ernährungspumpen bis 1 kg.

- **Einfache Montage:**

Dank cleverer Klemme und praktischer Halterungen lässt sich der FreeArm schnell und unkompliziert befestigen.

- **Kompakt und mobil:**

Platzsparend zusammenklappbar – passt problemlos in jede Tasche und ist überall sofort einsatzbereit.



ArtNr.	PZN	VE	Produktbeschreibung
FA001001B	19974905	1	FreeArm - Blau
FA001001G	19974911	1	FreeArm - Grün
FA001001P	19974928	1	FreeArm - Pink
FA001001W	19974940	1	FreeArm - Weiß
FAMPEG001B	19974957	1	FreeArm mit Haltestift für GE Giraffe OmniBed - Blau
FAMPEG001G	19974963	1	FreeArm mit Haltestift für GE Giraffe OmniBed - Grün
FAMPEG001P	19974986	1	FreeArm mit Haltestift für GE Giraffe OmniBed - Pink
FAMPEG001W	19974992	1	FreeArm mit Haltestift für GE Giraffe OmniBed - Weiß
FAMPEG002B	19975000	1	FreeArm mit Haltestift für Dräger BabyLeo TN500 - Blau
FAMPEG002G	19975017	1	FreeArm mit Haltestift für Dräger BabyLeo TN500 - Grün
FAMPEG002P	19975046	1	FreeArm mit Haltestift für Dräger BabyLeo TN500 - Pink
FAMPEG002W	19975052	1	FreeArm mit Haltestift für Dräger BabyLeo TN500 - Weiß
CLIP001001	19975069	25	FreeArm Clips (Ersatz-Clips)

Der FreeArm ist einzeln verpackt. Die Clips kommen in einer Verpackung von 25 Stück.



danumed Medizintechnik GmbH

Individuelle Lösungen sind bei uns der Standard.

Wir sind ein familiengeführtes, innovatives, deutsches Medizintechnik-Unternehmen mit hohem Qualitätsanspruch, langjähriger Expertise in der enteralen Ernährung und ausgeprägter Kundenorientierung.

Auch individuelle Kundenwünsche werden flexibel und zuverlässig erfüllt.
Persönlich, kompetent, partnerschaftlich.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Germany

Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81

info@danumed.com • www.danumed.com

Mehr Informationen unter: www.danumed.com/de/products/freearm/